

Modell 803

Kleines Wassertripelpunkt-Darstellungsbad

Das kleine Wassertripelpunkt-Darstellungsbad kann 1 bis 3 große Wassertripelpunktzellen aufnehmen, in Betrieb nehmen und den Wassertripelpunkt darstellen. Es hat ein Kalibriervolumen von 200 mm Durchmesser bei einer Tiefe von 500 mm.

Die Kühl- und Regeleinrichtung wird leise und präzise durch dasselbe, erprobte und getestete System angetrieben, wie es auch in ISOTECHs großem Wassertripelpunkt-Darstellungsbad verwendet wird. Es gibt bei diesem Bad keine lauten Kompressoren oder Umwälzeinrichtungen.

Das 803 ist direkt für die Darstellung von Wassertripelpunktzellen entwickelt worden, also keine Überarbeitung anders verwendeter Kalibrier-einrichtungen.

| | |
|---|--|
| Temperaturbereich | +0.01°C ±0.3°C |
| Stabilität | ±0.001°C bei +0.01°C |
| Gleichmäßigkeit | ±0.002°C bei +0.01°C |
| Genauigkeit des Sollwertes | ±0.001°C |
| Wiederholbarkeit des Sollwertes | ±0.001°C |
| Auflösung des Sollwertes | ±0.001°C |
| Zugang zum Kalibrierbereich | 200 mm Durchmesser |
| Absolute Tiefe des Kalibrierbereichs | 500 mm |
| Volumen des Kalibrierbereichs | 9 bis 10 Liter |
| Spannung | 115V oder 220V, 50/60Hz, 150W Bitte gewünschte Netzspannung angeben |
| Abmessungen | Höhe 800 mm Breite 400 mm Tiefe 620 mm |
| Sicherheitseinrichtungen | Untertemperaturabschaltung als Standard |



Besonderheiten:

- Geprüfte und bewährte Technologie, übernommen von unserem großen Wassertripelpunkt-Darstellungsbad, das mittlerweile einen 20 jährigen Einsatz vorweisen kann.
- 1,2 oder 3 große Wassertripelpunktzellen können über mehrere Wochen dargestellt werden.

Spezialangebot:

Ein Eis-Mantel-Maker wird jedem 803 Badmodell beigelegt.

Bestellbeispiel

Modell 803 Kleines Wassertripelpunkt-Darstellungsbad
Bitte Netzspannung angeben.



Klasmeier Kalibrier- und Messtechnik GmbH

Browerstraße 39, D-36039 Fulda - Germany
Tel.: +49 (0) 661 55011 Fax: +49 (0) 661 57498
E-Mail: info@klasmeier.com Internet: www.klasmeier.com